

FOREO

ISSA™ play

正しいオーラルケアを知ろう



取扱説明書 (完全版)



はじめに

この度は、FOREO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。白い歯と明るい笑顔で毎日をお過ごしください。FOREOの洗練されたデンタル技術をお楽しみいただく前に、本説明書をご一読ください。

ご使用前に本説明書全体をご一読ください。本説明書に記載されている使用目的以外には本製品をご使用にならないでください。

⚠ 警告：本製品のいかなる変更・修正は禁止されています。

ISSA™ play 概要

人間工学に基づいたフレキシブルなデザイン性を持ち、単4電池も簡単に交換可能。今までにないダイナミックなオーラルケアソリューションをお届けします。超衛生的なシリコン毛とPBTポリマー毛を融合させたハイブリッドブラシヘッドは耐久性が高く、歯ぐきを傷つけず、口内をより健康に保ちます。従来の手による歯ブラシと同様の手軽さながら、強力な洗浄パワーを持つソニック振動技術をどうぞお試しください。



ISSA™ play の使用について

使用目的: 家庭用歯ブラシ。歯と歯ぐきを洗浄し、お口全体の健康を促進。

正しい使い方

以下に示す方法で毎日2回2分間、より効果的な歯磨きをお楽しみください。



歯磨き粉をつける

普段お使いの歯磨き粉をご使用ください。中央ボタンを押してISSA™ playの電源を入れてください



歯を磨く

大きな円を描きながら、口内を上下左右4部位ごとに30秒、計2分間ブラッシングしてください。



すすぐ

再度中央ボタンを押し本体の電源を切ってください。使用後は、お口とISSA playを水でよくすすいでください。毎日2回お使いいただくとよりフレッシュで明るい笑顔があなたのものに!

注意: FOREO製品使用中、何か不快を感じられた場合はすぐに使用を止め、医師にご相談ください。またブラシ表面に血が付着していた場合、水もしくはシリコンクレンジングスプレー (Silicone Cleaning Spray) で洗浄してください。


ISSA™ play 洗浄方法

ご使用後、指でブラシ間をなでながら温水で本体を洗浄してください。より効果を上げるため、FOREOのシリコンクレンジングスプレー (Silicone Cleaning Spray) をお使いいただき、温水ですすいでください。洗浄後は空気乾燥してください。


備考: アルコールや石油、アセトンが入った洗剤のご使用はお避けください。漂白剤入りの歯磨き粉のご使用はお避けください。

電池の交換方法


電池を取り外すには、シリコン本体下部前後面を図のように指で抑え、底部を引き抜きます。新しい単4電池2本と交換し、底部を元の位置にしっかりと取り付けます。




1. ISSA™ playのシリコン本体底部を優しく引き抜きます。



2. 使用済みの電池を取り外します。



3. 新しい単4電池2本を正しく挿入してください。



4. 底部を元の位置にしっかりと取りつけてください。

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。不要になったリチウムイオン電池は家庭ごみとして廃棄せず取り出し、各自治体のリサイクル方法に従ってください。

最良の安全性のための注意点

- ・医学的に気になる点がございましたら、ご使用前に専門医にご相談ください。
- ・現在口内治療中の場合は、ご使用前に歯科医にご相談ください。
- ・直射日光を避け、高温・熱湯にさらさないようにしてください。
- ・お子様が直接ご使用もしくはお近くにいる場合、また身体障害および知的障害をお持ちの方々がご使用になる場合は大人による厳重な管理を行ってください。
- ・本体に異常が確認された場合、すぐにご使用を止めてください。なお本体の部品は修理不可能です。

廃棄に関する情報

古い電子機器の廃棄について（ヨーロッパおよび他の欧州諸国の分別収集システムに適用）



斜線で消されたゴミ箱マークは、本製品が他の家庭用ごみと一緒に処理できないことを意味します。適切な電子製品リサイクル回収場にて処理してください。本製品が正しく処分されたことで、本製品の不適切な廃棄により起こりうる環境とヒトの健康に与える潜在的な負の結果を防ぐことができます。使用されている素材をリサイクルすることで、天然資源の保護にも役立ちます。

お使い製品のより詳しいリサイクル方法については、お近くの家庭ごみ廃棄物処理サービスもしくはお買い上げ店舗にご連絡ください。

仕様

材質：	シリコーン&PBTポリマー
色：	ブラック/コバルトブルー/サマースカイ/ワイルドストロベリー/ピンク
サイズ：	159mm x 30mm x 24mm
重量：	61g
電池：	単4電池2本
スタンバイ：	180日
周波数：	216 Hz
最大騒音レベル：	<50 dB
インターフェース：	1ボタン

免責事項：本製品の利用は、お客様によりなされたものとみなし、お客様は全ての責任を負うものとします。弊社及び販売店は直接的あるいは間接的に、本製品の使用に起因する、いかなる物質的ないし別の形の傷害や損害に対し、一切の責任を負わないものとします。さらに弊社は、本書の改訂及び内容の変更を随時行う権利を有し、同改訂や変更に関する通知を行う義務を負わないものとします。

改良のためモデルは予告なく変更される場合があります。

©2017 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

欧州連合内輸入販売：FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

アメリカ合衆国内輸入販売：FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

設計・開発：FOREO SWEDEN.

製造：FOREO AB

www.foreo.com